


HALモニターアップデート情報(24.02.00)

iPadの電源ON・インターネット接続下にて自動アップデートされますので、特別な作業は不要です。
施設環境によりアップデート完了まで2週間ほどかかる可能性もございます。
それでもアップデートされない場合は、お手数ですが営業担当までお問い合わせください。

①トレンドレポートの追加

- ・ 昨年12月(ver.23.08.01)でアップデートした評価項目を反映
既存：6・10メートル歩行評価、2・6分間歩行距離
追加：BBS、Brunnstrom stage、FAC、TUG、FMA、MMT
- ・ 6・10メートル歩行評価を「通常・最大歩行速度」で別表示




②評価の添付画像/動画の利便性改善

- ・ 変更前：「動画撮影」を押すと、そのまま撮影画面へ移行
- ・ 変更後：「動画撮影」を押すと、下記から選択可能
 - 写真ライブラリ
 - 写真またはビデオを撮る
 - ファイルを選択




③モニタリング画面の項目追加

TASK COND(STRICK/LAX/NONE)を表示



④iPad OSのアップグレード推奨を表示


- ・ 既存：モニターのバージョン完了を画面で通知
 - ・ 追加：上記画面の下にiPad OSの最新化を促す文面を表示
- ※iPad OSが最新の場合でも必ず表示されます。



⑤添文ナビアプリ

※HAL医療用下肢タイプのみ

添付文書の閲覧のみに使用
機体背面QRコードを読む取ります
※ブックアプリから添付文書のみ削除



2024.01.26
ver.24.02.00